

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SBV INFANTIL

Nome do Aluno: _____ Data da Turma: _____

Cenário fora do hospital

Você é um Provedor de SBV atuando sozinho a um chamado para um “bebê que não está respirando”. Quando você chega ao local, um adolescente obviamente perturbado lhe entrega um bebê flácido e com manchas, implorando: "Por favor, ajude... ele não está respirando!" Você tem EPI apropriado, incluindo uma máscara de RCP pediátrica. Demonstre quais ações você tomaria em seguida.

Cenário de ambiente hospitalar/clínica

Você acabou de chegar ao trabalho e estacionou seu carro. Enquanto você caminha pelo estacionamento da instalação em seu uniforme, outro veículo freia e para a poucos metros de distância. A porta do passageiro se abre e um adolescente assustado sai e corre em sua direção. A pessoa lhe entrega um bebê flácido e com manchas, implorando: "Por favor, ajude... ele não está respirando!" Você tem EPI apropriado, incluindo uma máscara de RCP pediátrica. Demonstre quais ações você tomaria em seguida.

Procedimento SBV	Ação do Provedor de SBV (Critério de Atuação)	Instrução do Instrutor	
Realiza avaliação	<ul style="list-style-type: none">▸ Avalia a segurança do local.▸ Toma as medidas de precaução.▸ Avalia a capacidade de resposta.▸ Ativa SME e/ou PAE.▸ Obtém um DEA e equipamento de resposta emergencial (ou envia outra pessoa para buscá-los).	<p>“A cena é segura.”</p> <p>“O paciente não responde.”</p> <p>“SME/PAE ativado.”</p> <p>“Uma pessoa próxima presenciou o que aconteceu. Ele ligou para o 911 e obteve ajuda.”</p>	<input type="checkbox"/>
Avalia a respiração e o pulso	<ul style="list-style-type: none">▸ Avalia a respiração e o pulso carotídeo ao mesmo tempo por não mais que 10 segundos.	<p>“Sem respiração. Nenhum pulso sentido.”</p>	<input type="checkbox"/>
Inicia RCP de alta qualidade	<ul style="list-style-type: none">▸ Posiciona o paciente em uma superfície plana e firme.▸ Realiza 30 compressões torácicas.▸ Posiciona dois dedos ou dois polegares no esterno, logo abaixo da linha do mamilo.▸ Comprime pelo menos 1/3 da profundidade do peito ou cerca de 1 1/2 polegadas (4 cm).▸ Comprime a uma taxa de 100–120 vezes por minuto (em não menos de 15 e não mais de 18 segundos).		<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permite que o tórax recue totalmente no final das compressões. 		
Fornece respirações de resgate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vedação da máscara de RCP contra o rosto do paciente. ▶ Abre as vias aéreas usando a manobra de inclinação da cabeça-elevação do queixo. ▶ Fornece duas respirações de resgate. ▶ Garante que cada respiração tenha 1 segundo de duração. ▶ Cria uma elevação visível do tórax, mas não mais que isso ▶ Retoma as compressões torácicas de alta qualidade em menos de 10 segundos. 		<input type="checkbox"/>
Continua RCP de alta qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Repete o ciclo de RCP de 30 compressões para 2 respirações. 	<i>[O aluno precisa concluir este ciclo antes que um segundo Provedor de SBV chegue com o dispositivo de máscara com bolsa pediátrico.]</i>	<input type="checkbox"/>

Procedimento SBV	Ação do Provedor de SBV (Critério de Atuação)	Instrução do Instrutor	
Muda para RCP de alta qualidade com dois provedores de SBV	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O primeiro provedor de SBV muda para uma taxa de compressão e ventilação de 15:2. ▶ Realiza 15 compressões em não menos de 7 segundos e não mais de 9 segundos. (Técnica circundante de 2 Polegares é preferível.) ▶ Após 15 compressões, o primeiro provedor de SBV pausa brevemente para permitir que o segundo provedor de SBV forneça duas respirações de resgate. 	[Chega o segundo provedor de SBV.] “Vou assumir a ventilação.”	<input type="checkbox"/>
Fornece respirações de resgate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O segundo provedor de SBV fornece duas respirações de resgate. 	<i>[O segundo provedor de SBV não é avaliado.]</i>	<input type="checkbox"/>

<p>Continua RCP de alta qualidade</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ O primeiro provedor de SBV retoma as compressões torácicas de alta qualidade em menos de 10 segundos. ▸ Após 15 compressões, o primeiro provedor de SBV pausa brevemente para permitir que o segundo provedor de SBV forneça duas respirações de resgate. 	<p>[Os alunos precisam concluir pelo menos um ciclo adicional antes de mudar.]</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Trocar de papéis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Os provedores de SBV trocam de funções. 	<p>[O Instrutor ou Segundo Provedor de SBV diz “Acabaram-se dois minutos. Vamos trocar.”]</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Continua RCP de alta qualidade</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Após 15 compressões, o Segundo Provedor de SBV faz uma breve pausa para permitir que o Primeiro Provedor de SBV forneça duas respirações de resgate. ▸ O primeiro provedor de SBV abre as vias aéreas. ▸ Fornece duas respirações de resgate. ▸ Garante que cada respiração tenha 1 segundo de duração. ▸ Cria uma elevação visível do tórax, mas não mais que isso ▸ O segundo provedor de SBV retoma as compressões torácicas de alta qualidade em menos de 10 segundos. 	<p>[O primeiro provedor de SBV deve fornecer duas respirações de resgate efetivas com o dispositivo de máscara com bolsa.]</p>	<input type="checkbox"/>
<p>CONTINUA A RCP DE ALTA QUALIDADE</p>			

Concluído com sucesso ___ Não concluído com sucesso. Remediação Necessária ___

Assinatura do Instrutor Autorizado: _____ Número de registro: _____